

## Ihr Hörsystem ist mit Ihrem Mobilgerät kompatibel

Mit der App **BHM smart control** lässt sich Ihr Hörsystem ganz leicht und schnell mit Ihrem Apple- oder Android-Gerät verbinden.

Geben Sie dazu den vollständigen Namen der App „**BHM smart control**“ in Ihren App Store / Play Store ein, oder scannen sie den QR Code und laden Sie die App auf Ihr Mobilgerät.

Mit der BHM-App können Sie folgende Einstellungen über Ihr Mobilgerät vornehmen:

- Steuerung der Lautstärke
- Wechseln der Hörprogramme

## Your hearing system is compatible with your mobile device

With the app **BHM smart control**, your hearing system can be easily and quickly connected to your Apple or Android device.

Enter the full name of the app „**BHM smart control**“ into your App Store / Play Store or scan the QR code and download the app to your mobile device.

Following settings can be adjusted with the BHM app:

- Volume control
- Changing the listening programs

